碱性磷酸酶染色试剂盒(Alkaline Phosphatase Staining Assay Kit)

E1041

描述:碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase, ALP),也称碱性磷酸酯酶,是动物和微生物生理过 程中一种非常重要的酶,常见于具有活跃转运功能的细胞膜内,如肾近曲小管的刷毛缘、小 动脉内皮、肝脏毛细胆管膜、肾上腺、膀胱、肠上皮、附睾上皮的静纤毛等处。在碱性环境 中可以水解各种天然及人工合成的磷酸单酯化合物底物。碱性磷酸酶与人类疾病如高磷酸酯 酶血病、一些骨骼和肝脏疾病的发生有关,被用作很多疾病的辅助诊断依据: 检测碱性磷酸 酶的活性对于环境监测、食品质量控制等方面具有重要的作用。此试剂盒不是采用金属沉淀 法来显示碱性磷酸酶活性,而是采用偶氮偶联法(又称同时偶联法),结果较金属盐沉淀法灵 敏可靠。该试剂盒可用于骨髓或细胞涂片、冰冻切片和梯度入水后的石蜡切片等的碱性磷酸 酶染色, 其染片数 50~100 张。

原理:碱性磷酸酶在一定的碱性环境中,将底物磷酸萘酯水解,产生 a -萘酚, a -萘酚再与 重氦剂固红偶联形成红色偶氦沉淀物,定位于细胞浆中,沉淀物显示的颜色深浅与碱性磷酸 酶活性成正比。用试剂盒提供的染液 B 复染后,细胞核呈蓝色,而含碱性磷酸酶的细胞质 呈红色,对比鲜明。红色偶氮沉淀物的生成反应如下图所示:

磷酸萘酯 $+H_2O$ → α -萘酚 + 磷酸盐

α-萘酚 + 偶氮染料 →有色沉淀↓

组成:

1. 染色液 A: 4.5 ml 2. 固红粉末: 3 管 3. 染色液 B: 9 ml 4. 封片剂: 6 ml

储存: -20℃避光保存,一年有效。


适用范围:该试剂盒可用于骨髓或细胞涂片、冰冻切片和梯度入水后的石蜡切片等的碱性磷 酸酶染色。


操作步骤:

- 1. 将固红试剂管短暂离心,以防开管后,固红粉末损失,每管加纯水 1.5ml 溶解固红。固 红溶液最好在使用当天配制。
- 2. 取适量固红溶液与等量的染液 A 混匀, 用细菌滤器过滤, 除去其中的渣滓及沉淀物。(剩 余的未与染液 A 混合的固红溶液,根据下次的预期用量,分装密封避光保存于-20℃,避免 反复开封与冻融,一个月内有效。)
- 3. 将滤液滴加到玻片组织细胞处,若是组织切片,避光室温孵育 3~15min;细胞涂片或石 蜡切片,避光室温孵育 30~40min,若着色过浅,可适当延长孵育时间,但不要超过 1.5h。
- 4. 自来水流水洗 1-2min,流水不能直接冲在组织上,水流速度不能快,以免损坏组织。
- 5. 滴加染液 B 复染,室温孵育 1-3min,水洗,方法同步骤 4,若着色过浅,可适当延长孵 育时间。
- 6. 镜检,或封片后镜检。

说明:

- 1. 将溶解后的固红,与染液 A 混合后,往往会出现红色沉淀物,是未酯化的萘酚与固红偶 联形成的,过滤后溶液清明略带红色。
- 2. 为防止染色过程中染液蒸干,可置入湿盒中避光孵育。
- 3. 在组织切片中,碱性磷酸酶可被下列物质所抑制:碘液、15%醋酸、三氯醋酸、聚雌二 醇磷酸酯、铍、半胱氨酸、氰化物等。某些固定剂(如甲醛、丙酮、乙醇)和包埋过程(石 蜡、聚乙二醇)都可在一定程度上抑制碱性磷酸酶活性,冰冻切片的包埋剂推荐普利莱的组 织冰冻切片 OCT 包埋剂 C1400。
- 4. 由于偶联重氮盐生成的有色沉淀产物不溶于水,但溶于有机溶剂,所以封片时不能使用 含二甲苯的封片剂,只能甘油明胶封片剂或水溶性封片剂。
- 5. 第一次使用本试剂盒时建议先取 1-2 个样品做预实验。





上图为本试剂盒对大鼠肾脏冰冻切片的组化染色。

红色部分为碱性磷酸酶的活性部位,蓝色部分为苏木素对细胞核的染色,对比明显。